

# Физиологичная реставрация увядающей кожи после инсоляции

IMAGE  
**MARTINES**  
COSMETIC COMPANY

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР –  
ГК «МАРТИНЕС ИМИДЖ»

#### МОСКВА

УЛ. ЛЮСИНОВСКАЯ, Д. 53  
ТЕЛ.: (495) 223-55-15

#### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ФИНЛЯНДСКИЙ ПРОСП., Д. 4А,  
БЦ «ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ», ОФ. 46А  
ТЕЛ.: (812) 385-57-50

#### РОСТОВ-НА-ДОНУ

ДОЛОМАНОВСКИЙ ПЕР., Д. 11  
ТЕЛ.: (863) 282-22-09/10

#### ПЯТИГОРСК

УЛ. КОЗЛОВА, Д. 10  
ТЕЛ.: (8793) 39-32-19

#### КРАСНОДАР

УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 326,  
БЦ «ГРИН ХАУС», ОФ. 501  
ТЕЛ.: (861) 277-34-77

[WWW.MARTINES.RU](http://WWW.MARTINES.RU)

Ультрафиолетовые лучи в небольших дозах необходимы человеку, но чрезмерная любовь к солнцу приводит к возникновению многочисленных нарушений физиологических процессов в коже. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, а также тепловое излучение воздействуют на внутриклеточные мишени, в результате чего поражаются ДНК, митохондрии и белки кожи.

В средней полосе России люди обычно страдают от недостатка солнца, поэтому с удовольствием и зачастую теряя чувство меры подставляют лицо и тело солнечным лучам. Однако за последние 10 лет вследствие истончения озонового слоя интенсивность солнечного излучения возросла на 3–10%. Поэтому вред, который может нанести человеку солнце, стал реальной угрозой не только для населения жарких стран, но и для людей, проживающих в зоне умеренного климата.

Признаки увядания кожи, вызванные действием избыточной инсоляции (фотостарение) и других неблагоприятных факторов внешней среды, появляются задолго до того, как кожа полностью израсходует свой жизненный потенциал. Хорошо известно, что генетически запрограммированное старение развивается сравнительно медленно, поэтому сначала появляются внешние признаки фотостарения кожи – морщины и неровности в зонах повреждения коллагена и скопления атипичного эластина, телеангиоэктазии, гиперпигментация, актинический кератоз, потеря тонуса и эластичности. Позднее к ним постепенно добавляются возрастные изменения более глубоких тканей – потеря объема и смещение подкожно-жировых компартментов средней трети лица и шеи, нарушение тонуса мимических мышц, модификация основных опорных структур костей черепа.



Современная программа физиологичной реставрации увядающей кожи основана на комплексном подходе, позволяет за короткий срок добиться заметного омолаживающего эффекта и восстановить кожу после воздействия солнечных лучей. Процедура состоит из нескольких последовательных этапов, а именно:

- миндальный пилинг с диметиламиноэтанолом (ДМАЭ);
- армирование зоны второго подбородка и шеи с помощью филлеров на основе модифицированной гиалуроновой кислоты;
- биоревитализация;
- косметический уход.

Выполнение миндального пилинга не сопровождается развитием воспалительной реакции и не является препятствием для последующего проведения биоревитализации и армирования мягких тканей. За счет выраженного повышения проницаемости кожи удается достичь значительного повышения эффективности косметических средств, используемых на завершающем этапе. ДМАЭ при местном применении повышает уровень гидратации и эластичности кожи, оптимизирует антиоксидантный статус, нормализует кровоснабжение и питание. Филлеры последнего поколения на основе модифицированной гиалуроновой кислоты позволяют восполнить утраченный с возрастом объем, выполнить армирование мягких тканей, восстановить контур лица и добиться долговременного (до 12 месяцев) эффекта лифтинга. Биоревитализация и последующий косметический уход дают возможность провести

реструктуризацию дермального матрикса, восстановить барьерную и влагоудерживающую функции кожи. Все это в конечном счете обеспечивает физиологическую реставрацию увядающей кожи и долговременный эффект биолифтинга.

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

### ЭТАП 1. Миндальный пилинг



В состав пилинга DMAE MandelicPro входит 50% миндальная кислота (pH = 2,2), которая вызывает мягкую эксфолиацию поверхностных клеток рогового слоя, стимулирует процессы регенерации, а также обладает противовоспалительной и антибактериальной активностью. ДМАЭ оказывает выраженное омолаживающее действие. Эффективный препарат, имеющий сбалансированную формулу и легкую гелевую текстуру, обеспечивает максимальную комфортность процедуры.

- После предварительного очищения кожи нанесите на нее пилинг DMAE MandelicPro. Время экспозиции составляет от 3 до 15 минут и подбирается индивидуально, в зависимости от типа кожи клиента, ее состояния и характера решаемых проблем. Затем смойте состав холодной водой. Видимого шелушения кожи после пилинга не наблюдается.

### ЭТАП 2. Армирование зоны второго подбородка и шеи



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ФИЗИОЛОГИЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ

### МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ

- Устранение гиперкератоза, нормализация кератинизации.
- Обновление эпидермиса.
- Осветление пигментных пятен.

### АРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА И ШЕИ

- Долговременная коррекция возрастной деформации лица и шеи.
- Восстановление овала лица.
- Выявленный лифтинг-эффект.

### БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

- Восстановление водного баланса глубоких слоев и внутреннего объема кожи.
- Разглаживание морщин.
- Стимуляция синтетической активности фибробластов.

### КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД

- Репарация ДНК и внутриклеточных структур.
- Оптимизация антиоксидантной защиты.
- Восстановление барьерной функции кожи.
- Мгновенное увлажнение и лифтинг.



### ЭТАП 3. Биоревитализация



Биоревитализант *Hyal Style Light* на основе нативной гиалуроновой кислоты, в состав которого входит также глицерин (ГК – 18 мг/мл, глицерин – 20 мг/мл), при интрадермальном введении естественным путем интегрируется в окружающую ткань, восстанавливает влагоудерживающую способность дермы и обеспечивает оптимальные физиологические условия для функционирования фибробластов. Диффундирующий в эпидермис глицерин восстанавливает барьерную функцию кожи, нормализует синтез липидов. ▷

Филлер последнего поколения на основе гиалуроновой кислоты *Hyal Style Regular* (концентрация гиалуроновой кислоты – 23 мг/мл, процент поперечных связей – 9%, G эластичности – 83 мПа, G вязкости – 502 мПа/с, сила экструзии – 14 N) по своим реологическим характеристикам идеально подходит для армирования деликатных зон.

- Выполните армирование проблемных зон тупой канюлей диаметром 25G или 27G, длиной 4 см. Филлер вводите субдермально.

- Для стимуляции репаративных процессов в мягких тканях инъекцируйте последующие порции препарата вплотную к предыдущим.

- Для достижения выраженного лифтингового эффекта выполните армирование нижней трети лица.

Армирование проводится однократно с периодичностью 1 раз в 8–12 месяцев.



ДОСЬЕ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ  
ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

## ФИЗИОЛОГИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ ПОСЛЕ ИНСОЛЯЦИИ

Процедура биоревитализации выполняется сразу после этапа армирования.

- Введите препарат в поверхностный слой дермы на глубину не более 2 мм. Особое внимание уделяйте тем зонам, где возрастные изменения кожи и признаки фотостарения выражены максимально.

Курс биоревитализации состоит из 4–6 сеансов, выполняемых 1 раз в 14 дней. Затем проводятся поддерживающие процедуры 1 раз в 1,5–2 месяца.

### ЭТАП 4. Косметический уход



Лифтинговая экспресс-маска *O.T.I. B-Tox* мгновенно успокаивает кожу после сеанса биоревитализации, обладает выраженным увлажняющим действием, обеспечивает мгновенный эффект лифтинга. Активные компоненты маски (гиалуроновая кислота, альгинаты, аргирелин, витамин А, масло земляного ореха) стимулируют процессы регенерации, замедляют хроно- и фотостарение кожи, способствуют выравниванию цвета лица, разглаживают морщины и позволяют сразу после процедуры получить необыкновенно гладкую, сияющую кожу.

Увлажняющая липосомальная сыворотка *DMAE Serumplus*, содержащая ДМАЭ, витамины А, С, Е, пантенол, экстракты ромашки, льна, пирролидонкарбоную и молочную кислоты, гидролизованные протеины сои, протеины шелка, эфирные масла горько-

го померанца, лаванды и герани, обладает выраженным лифтинговым эффектом. Тщательно подобранная формула препарата обеспечивает глубокое проникновение всех активных компонентов в кожу, действующих в синергизме. Сыворотка предназначена для интенсивного ухода за кожей с видимыми признаками старения.



- Нанесите на кожу лица и шеи лифтинговую экспресс-маску *O.T.I. B-Tox*, а через 20 минут – увлажняющую сыворотку *DMAE Serumplus*.

Крем *DMAE Contour eyes* увлажняет и смягчает кожу вокруг глаз, восстанавливает ее тургор и эластичность, разглаживает морщины. Активные компоненты крема (гидролизованые протеины сои, протеины шелка, ДМАЭ, липовая кислота, витамины А, С, Е и кумарин) укрепляют сосуды и нормализуют микроциркуляцию, благодаря чему в значительной степени решается проблема отеков и синяков под глазами.

- Нанесите на параорбитальную область крем *DMAE Contour eyes*.

Крем для лица *DMAE Facelift* на основе масла карите и ростков пшеницы защищает кожу от неблагоприятных климатических воздействий, помогает поддерживать оптимальный уровень увлажненности в течение дня. Комплекс ДМАЭ с витаминами и анти-



оксидантами в липосомах оказывает выраженное ревитализирующее и омолаживающее действие.



- Для защиты кожи от неблагоприятных внешних факторов нанесите крем для лица *DMAE Facelift*.

Косметический уход включает 6–8 процедур, проводимых с периодичностью 1 раз в неделю.

Комплексная программа физиологической реставрации увядающей кожи позволяет добиться стойкого и ярко выраженного омолаживающего эффекта, является безопасной альтернативой хирургическому лифтингу и многим другим инвазивным эстетическим процедурам.